

OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5V - blu



OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - BLU

Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati, e la tecnologia più all'avanguardia.

Manico composto da due materiali (alluminio/ rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale.

Caratteristiche:

- illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1)
- spegnimento automatico dopo 3 minuti
- durata stimata dei LED: circa 100.000 ore
- intensità illuminazione: circa 10.000 Lux
- temperatura di colore: circa 4.000 K

- lente di ingrandimento (3X) girevole con funzione di blocco
- porta di insufflazione per test pneumatico

Forniti con 2 batterie AAA alcaline, 20 speculum monouso (10x2,5 mm e 10x4,0 mm), manuale (GB, IT, DE).

Made in Germany.