

OFTALMOSCOPIO SIGMA LED F.O. con manico ricaricabile e batteria - in borsetta morbida - nero



- OFTALMOSCOPIO A F.O. LED 2,5V SIGMA - impugnatura ricaricabile con batteria
- Nero

L'impugnatura ricaricabile può essere utilizzata con batterie "AA" standard o con batteria ricaricabile 31587 (occorre stazione di ricarica 31586)

Ricarica completa della batteria in 2,5 ore.

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.