

OTOSCOPIO SIGMA C LED - viola - in borsetta morbida



SIGMA C-LED OTOSCOPIO - viola - astuccio

Linea di otoscopi impreziosita da finiture esterne in acciaio inossidabile altamente resistenti alla corrosione: la plastica rinforzata del corpo principale li rende resistenti agli urti

- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (necessita dei codici 31532 e 31483)
- compatibile con speculum Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- 50?000 ore di durata
- super luminoso 25,000 LUX
- durata della batteria estesa di 50 ore
- temperatura colore 5?800 K, CRI> 78 garantisce colori reali.

Fornito in borsetta con 14 speculum (7 da 2,5 mm e 7 da 4 mm) in tubetto trasparente.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO,PL, Arabo.