

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE OTO-OFTALMO VISIO 5XE HQ - Xenon



Stazione diagnostica oto-ofthalmoscopio Visio 5GE Plus - Xenon

Includono trasformatore, 2 manici, testine oto/ofthalmo, distributore con 100 speculum monouso grigi (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), pannello murale per facilitare montaggio o smontaggio della stazione diagnostica

Stazione diagnostica moderna per soddisfare tutte le esigenze mediche e cliniche.

L'uscita regolata prolunga la durata della lampadina e garantisce l'intensità ottimale della luce.

- manici ergonomici anti-scivolo
- trasformatore di uscita costante con protezione incorporata contro sovratensioni
- avvio dolce per introdurre la tensione gradualmente, eliminando lo shock termico durante l'accensione e prolungando la durata della lampadina

- interruttore automatico di accensione-spegnimento quando il manico viene rimosso o reinserito nell'alloggiamento
- intensità della luce regolabile, basso consumo energetico
- controllo preciso della luminosità, tra 3 e 100%
- cavo a spirale lungo 3 metri

Fornita con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

- Aperture: 21
- Lenti focali: 68
- Intervallo diottrie: -30 a +38

Caratteristiche supplementari di Visio 5XE Plus:

Ottica coassiale per facilitare l'esame delle pupille non dilatate

Rilevamento dell'abrasione corneale con filtro blu cobalto

Filtro polarizzante per eliminare virtualmente la riflessione corneale