

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE OTO-OFTALMO VISIO 5GE HQ PREMIER - Xenon



Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier - Xenon - con sfigmomanometro e termometro

Includono trasformatore, 2 manici, testine oto/oftalmo, distributore con 100 speculum monouso grigi (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), pannello murale per facilitare montaggio o smontaggio della stazione diagnostica

Stazione diagnostica moderna per soddisfare tutte le esigenze mediche e cliniche.

L'uscita regolata prolunga la durata della lampadina e garantisce l'intensità ottimale della luce.

- manici ergonomici anti-scivolo

- trasformatore di uscita costante con protezione incorporata contro sovratensioni

- avvio dolce per introdurre la tensione gradualmente, eliminando lo shock termico durante l'accensione e prolungando la durata della lampadina
- interruttore automatico di accensione-spegnimento quando il manico viene rimosso o reinserito nell'alloggiamento
- intensità della luce regolabile, basso consumo energetico
- controllo preciso della luminosità, tra 3 e 100%
- cavo a spirale lungo 3 metri

Fornita con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Aperture: 7

Lenti focali: 28

Intervallo diottrie: -25 a +40