

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 ALOGENO - blu



OTOSCOPI 2,5 V MINI 3000

- Standard
- Colore: blu
- Codice HEINE: D-001.70.210
- Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica
- 20.000 accensioni garantite
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale

- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692).
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.