

## **OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 A F.O. - blu**



### **OTOSCOPI XENON F.O. MINI 3000**

- F.O. Xenon
- Colore: blu
- Codice HEINE: D-001.70.110
- Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica
- 20.000 accensioni garantite
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente

- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale
- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692).
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.