

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 A F.O. - manico ricaricabile - nero



OFTALMOSCOPI MINI 3000 2,5 V - MANICO RICARICABILE

- F.O. Xenon
- MANICO RICARICABILE (Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT codice 31692)
- Colore: nero
- Codice HEINE: D-001.71.200

Moderno oftalmoscopio tascabile

- con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.
- lampade alogene XHL Xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione eccellente, immagine brillante ed autentica resa cromatica
- le ottiche HEINE offrono un'immagine nitida e chiara con riflessi minimi

- 5 diversi diaframmi. Tutte le funzioni più importanti inclusa stellina di fissazione e filtro grigio per pazienti sensibili alla luce
- range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D
- facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
- clip con interruttore integrato acceso/spento
- batterie sostituibili (formato AA), oppure: batteria ricaricabile optional (31693) e caricatore mini NT