

RETINOSCOPIO HEINE BETA200 - slit



RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118

Con Parastop® (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione.

- Tenuta ermetica: elimina la manutenzione
- Un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo
- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite per un riflesso migliore della pupilla
- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina
- Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico
- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore

Fornito in astuccio rigido con una lampadina di ricambio.