

## LAMPADINA HEINE 056 per otoscopi Mini 2000



### LAMPADINA HEINE 056 per otoscopi Mini 2000

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE:

- Otoscopio Minilux
- Otoscopio Mini 2000
- Referenza Heine: 056

La Lampadina HEINE 056 è una lampadina di ricambio originale progettata per garantire illuminazione precisa e affidabile negli otoscopi HEINE Mini 2000 e Minilux.

Realizzata secondo gli elevati standard qualitativi HEINE, questa lampadina assicura una resa luminosa ottimale per esami diagnostici accurati, offrendo una visione chiara e dettagliata del canale auricolare durante le visite specialistiche. La qualità costruttiva originale contribuisce a mantenere elevate le prestazioni dello strumento diagnostico nel tempo.

Compatibile con otoscopi HEINE Mini 2000 e sistemi Minilux, rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione della lampadina usurata, consentendo continuità operativa in studi medici, ambulatori ORL, strutture sanitarie e contesti professionali.

Grazie alla perfetta compatibilità con gli strumenti HEINE, l'installazione risulta semplice e immediata, permettendo di ripristinare rapidamente l'efficienza del dispositivo diagnostico.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Con quali strumenti è compatibile questa lampadina?**

*È compatibile con otoscopi HEINE Mini 2000 e Minilux.*

##### **Si tratta di un ricambio originale HEINE?**

*Sì, è una lampadina originale HEINE.*

##### **A cosa serve questa lampadina?**

*Serve per sostituire la lampadina degli otoscopi compatibili.*

##### **L'installazione è semplice?**

*Sì, la sostituzione è rapida e immediata.*

##### **È adatta all'uso professionale medico?**

*Sì, è progettata per utilizzo diagnostico professionale.*

Lampadina HEINE 056 originale per otoscopi Mini 2000 e Minilux.

Ricambio professionale per illuminazione diagnostica precisa e affidabile.