

## **LAMPADINA HEINE 105 per otoscopi F.O. Mini 3000**



## **LAMPADINA HEINE 105 per otoscopi F.O. Mini 3000**

La Lampadina Heine 105 è il ricambio originale progettato per gli otoscopi Heine F.O. Mini 3000, garantendo un'illuminazione intensa, uniforme e affidabile durante gli esami diagnostici dell'orecchio.

Realizzata secondo gli elevati standard qualitativi Heine, questa lampadina assicura prestazioni costanti e una perfetta compatibilità con gli strumenti della serie Mini 3000, contribuendo a mantenere l'efficienza e la precisione dell'otoscopio.

Grazie alla sua costruzione di qualità professionale, rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione della lampadina originale in ambulatori medici, studi specialistici, ospedali e strutture sanitarie.

Il prodotto è destinato esclusivamente come ricambio per otoscopi Heine F.O. Mini 3000.

---

#### **FAQ - Domande Frequenti**

##### **Con quali strumenti è compatibile questa lampadina?**

*È compatibile con gli otoscopi Heine F.O. Mini 3000.*

##### **Si tratta di un ricambio originale?**

*Sì, è una lampadina originale Heine.*

##### **A cosa serve questa lampadina?**

*Fornisce l'illuminazione necessaria per gli esami otoscopici, garantendo una visione chiara del condotto uditivo.*

##### **È adatta per uso professionale?**

*Sì, è destinata all'utilizzo in ambulatori, studi medici, cliniche e ospedali.*

##### **La sostituzione è semplice?**

*Sì, è progettata come ricambio dedicato per gli strumenti compatibili della serie Mini 3000.*

Lampadina Heine 105 originale per otoscopi F.O. Mini 3000.

Ricambio professionale per garantire un'illuminazione affidabile e prestazioni elevate durante gli esami otoscopici.