

LAMPADINA HEINE 042 per oftalmo Mini 2000



LAMPADINA HEINE 042 per oftalmo Mini 2000

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE:

- Oftalmoscopio Alpha®
- Oftalmoscopio Mini 2000
- Alpha® Focalux
- Oftalmoscopio Mini Microflex
- Mini 2000 Focalux
- Referenza Heine: 042

La Lampadina HEINE 042 per Oftalmo Mini 2000 è un ricambio originale HEINE destinato agli strumenti diagnostici compatibili della linea Mini 2000. È pensata per ripristinare correttamente l'illuminazione dello strumento quando la lampadina installata necessita di essere sostituita.

L'utilizzo di una lampadina originale HEINE consente di mantenere le prestazioni luminose previste per il dispositivo e rappresenta la scelta indicata per la manutenzione di oftalmoscopi e strumenti HEINE compatibili.

La lampadina HEINE 042 è una soluzione professionale rivolta a medici, ambulatori, studi specialistici, cliniche e strutture sanitarie che utilizzano quotidianamente strumenti diagnostici HEINE e necessitano di un ricambio affidabile.

FAQ - Domande Frequenti

La HEINE 042 è una lampadina originale?

Sì, è un ricambio originale HEINE destinato agli strumenti compatibili.

È compatibile con HEINE Oftalmo Mini 2000?

Sì, la lampadina HEINE 042 è indicata per l'Oftalmo Mini 2000.

Quando deve essere sostituita?

Può essere sostituita quando la lampadina precedente non funziona più o quando è necessario ripristinare la corretta illuminazione dello strumento.

È indicata per uso professionale?

Sì, è un ricambio destinato a strumenti diagnostici utilizzati in ambito medico e professionale.

Lampadina HEINE 042 originale per Oftalmo Mini 2000 e strumenti diagnostici compatibili.

Ricambio professionale per dispositivi HEINE.