

OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 3,5V - manico C per Ri-Accu L - 3703-550



OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 3,5 V - manico C - 3703-550

Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L con vetro ottico e riflesso ridotto uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragoni con l'affidabilità e l'efficienza della tecnologia LED/Li-ion.

- fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali
- orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X
- adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta).
- il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse.

Forniti in elegante astuccio rigido, 4 speculum auricolari riutilizzabili e 3 speculum monouso.

Speculum di ricambio: originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso).
Compatibili da 31485 a 31499 (monouso).

Made in Germany.