

OTO-OFTALMOSCOPIO RIESTER ELITEVUE A LED 3,5V - 2210-203



SET OTO-OFTALMO LED RIESTER ELITEVUE L2 3,5 V con manico C per batteria Li-Ion ricaricabile - 2210-203

Fornito in astuccio con dotazione di speculum.

Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard.

La vista migliore del canale auditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente.

Indicato per l'illuminazione della gola.

Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92).

Ingrandimento 5X.

Made in Germany.