

OTOSCOPIO RIESTER UNI I - Vacuum 2,7V - manico C - 2010



OTOSCOPIO UNI® I - Vacuum 2,7 V - manico C - 2010

Otoscopi durevoli e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; vetro di copertura per l'inserimento di strumenti esterni.

- sistema sigillato per eseguire otoscopie pneumatiche
- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- testina in metallo cromato resistente

Forniti con speculum auricolari riutilizzabili 2, 3 e 4 mm, manico portabatteria di tipo c, custodia di plastica color argento con due chiusure a scatto.