

SET DIAGNOSTICO RIESTER ECONOM - manico C - 2050



SET DIAGNOSTICO ECONOM® - Vacuum 2,7 V/XL 2,5 V - manico C - 2050

Set diagnostico portatile Econom® per trattamento orecchie, occhi, naso e gola (EENT).

Include: testina di otoscopio Uni® I (31870), testina di oftalmoscopio Uni® II, speculum nasale espandibile, illuminatore con braccio ricurvo, 2 specchietti laringei N. 3 e 4, abbassalingua, lampadina di ricambio per otoscopio (anche per illuminatore con braccio ricurvo).

Fornito in elegante custodia rigida protettiva con fermi di sicurezza a scorrimento.

Oftalmoscopio Uni® II May con testina di plastica ABS durevole

- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a +20 o da 0 a -20 diottrie
- apertura con cerchio largo per l'esame del fondo oculare