

LITTMANN CLASSIC III - 5959 - finitura specchio - blu cielo



STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

- Codice 3M: 5959
- Colore: blu cielo con finitura a specchio
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana

- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta