


## Stetoscopio Littmann Classic III 5622 - Blu Marino



### STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- Codice 3M: 5622
- Colore: blu navy
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione

- la parte più piccola si converte in campana aperta

Lo stetoscopio Littmann Classic III 5622 è uno strumento diagnostico professionale progettato per garantire un'auscultazione precisa e affidabile. Grazie alla sua elevata qualità acustica e alla tecnologia avanzata sviluppata da 3M Littmann, è particolarmente indicato per medici, infermieri e operatori sanitari che necessitano di uno strumento preciso per la valutazione cardiaca, polmonare e generale.

Il dispositivo è dotato di testa a doppia membrana sintonizzabile, che consente di ascoltare diverse frequenze semplicemente variando la pressione sul padiglione. Questo sistema permette di rilevare sia i suoni a bassa che ad alta frequenza senza dover ruotare la testa dello stetoscopio.

La testa versatile per adulti e pazienti pediatrici rende lo strumento adatto a diversi contesti clinici. Il lato pediatrico può essere convertito in campana aperta utilizzando l'apposito adattatore, offrendo maggiore flessibilità durante l'esame.

Il tubo acustico di nuova generazione garantisce una trasmissione del suono ottimale e una maggiore durata nel tempo, risultando resistente agli oli cutanei e all'alcool. Gli olivette morbide a tenuta elevata assicurano comfort durante l'utilizzo e un eccellente isolamento acustico.

Con una lunghezza di 69 cm e un design ergonomico, lo stetoscopio Littmann Classic III rappresenta uno degli strumenti più apprezzati in ambito sanitario per precisione, affidabilità e comfort d'uso.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Per quali professionisti è indicato lo stetoscopio Littmann Classic III?**

È indicato per medici, infermieri, studenti di medicina e operatori sanitari.

### **Che tipo di membrana utilizza?**

Utilizza una doppia membrana sintonizzabile che permette di ascoltare diverse frequenze variando la pressione.

### **È adatto anche per pazienti pediatrici?**

Sì, la testa doppia include una modalità pediatrica che può essere convertita in campana

aperta.

**Qual è la lunghezza dello stetoscopio?**

La lunghezza totale dello stetoscopio è di circa 69 cm.

**Il tubo è resistente ai prodotti sanitari?**

Sì, il tubo acustico di nuova generazione è resistente agli oli cutanei e all'alcool.

**Gli auricolari sono confortevoli?**

Sì, le olivette morbide garantiscono comfort e un'ottima tenuta acustica.

Stetoscopio Littmann Classic III 5622 blu marino con doppia membrana sintonizzabile.

Elevata qualità acustica per diagnosi medica professionale.