

## **Littmann Classic III 5839 Limone-Lime - Stetoscopio Professionale 3M ad Alta Sensibilità Acustica**



### STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

- Codice 3M: 5839
- Colore: limone - lime
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta

---

Il Littmann Classic III 5839 colore limone-lime è uno stetoscopio professionale progettato per offrire elevata qualità acustica e affidabilità nella pratica clinica quotidiana. Realizzato da 3M, è uno degli strumenti più utilizzati da medici, infermieri e studenti di medicina per l'auscultazione di cuore, polmoni e altri suoni corporei.

Questo modello è dotato di doppia membrana sintonizzabile, che consente di ascoltare sia frequenze basse sia alte semplicemente modulando la pressione sulla testina, senza necessità di ruotarla. Il padiglione a doppia testa permette l'utilizzo su pazienti adulti e pediatrici, garantendo versatilità in diversi contesti clinici.

Il tubo di nuova generazione assicura resistenza, flessibilità e lunga durata nel tempo, mentre gli auricolari morbidi garantiscono comfort e isolamento acustico ottimale durante l'utilizzo prolungato. La lunghezza di circa 69 cm favorisce un utilizzo pratico durante visite e controlli clinici.

Il design moderno nel colore limone-lime rende lo stetoscopio facilmente riconoscibile mantenendo un aspetto professionale. Il Littmann Classic III rappresenta una scelta affidabile per chi necessita di uno strumento diagnostico preciso e durevole.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Per quali professionisti è indicato il Littmann Classic III?**

È indicato per medici, infermieri, studenti di medicina e operatori sanitari.

### **La membrana è regolabile?**

Sì, è una membrana sintonizzabile che consente di ascoltare diverse frequenze variando la pressione.

### **Può essere utilizzato su pazienti pediatrici?**

Sì, la testina doppia consente l'uso sia su adulti sia su bambini.

### **Qual è la lunghezza dello stetoscopio?**

La lunghezza è di circa 69 cm.

### **Il tubo è resistente nel tempo?**

Sì, è realizzato con materiali di nuova generazione resistenti e durevoli.

Littmann Classic III 5839 limone-lime: stetoscopio 3M professionale con doppia membrana sintonizzabile e alta sensibilità acustica per diagnosi accurate.