

## Littmann Classic III 5831 Prugna - Stetoscopio Professionale 3M ad Alta Sensibilità Acustica



### STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

- Codice 3M: 5831
- Colore: prugna
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana

- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta

Littmann Classic III 5831 colore prugna è uno stetoscopio professionale progettato per garantire prestazioni acustiche elevate e massima precisione diagnostica. Realizzato da 3M, è uno degli strumenti più utilizzati in ambito medico per l'auscultazione di cuore, polmoni e altri suoni corporei in pazienti adulti e pediatrici.

Questo modello è dotato di doppia membrana sintonizzabile, che consente di percepire frequenze alte e basse semplicemente modulando la pressione sul padiglione, senza doverlo ruotare. La testina a doppia faccia offre grande versatilità clinica, mentre il tubo in nuova generazione assicura resistenza, flessibilità e lunga durata, anche in caso di utilizzo intensivo.

Gli auricolari morbidi a tenuta garantiscono comfort e isolamento acustico ottimale. Il design ergonomico unito alla finitura prugna rende lo stetoscopio facilmente riconoscibile e professionale. Grazie alla sua affidabilità e qualità costruttiva, il Littmann Classic III 5831 rappresenta una scelta ideale per medici, infermieri, studenti di medicina e operatori sanitari che necessitano di uno strumento diagnostico preciso e durevole.

### **FAQ - Domande e Risposte**

Per quali professionisti è indicato il Littmann Classic III 5831?

È adatto a medici, infermieri, studenti e operatori sanitari.

Può essere utilizzato su pazienti pediatrici?

Sì, la testina doppia consente l'uso su adulti e bambini.

La membrana è regolabile?

Sì, è sintonizzabile e permette di ascoltare diverse frequenze variando la pressione.

Il tubo è resistente nel tempo?

Sì, è realizzato con materiali di nuova generazione resistenti e durevoli.

Qual è la lunghezza dello stetoscopio?

La lunghezza è di circa 69 cm, ideale per l'uso clinico quotidiano.

Littmann Classic III 5831 prugna: stetoscopio 3M professionale con doppia membrana sintonizzabile, alta sensibilità acustica e design ergonomico.