

LITTMANN CLASSIC III - 5811 - nero finitura fumo



STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION

- Codice 3M: 5811
- Colore: nero - finiture nero fumo
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana
- olive morbide, a massima tenuta

- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta