

## **LITTMANN CLASSIC III - 5910C - rosa champagne - finitura acciaio inox**



STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION

- Codice 3M: 5910C
- Colore: rosa champagne - finitura acciaio inox
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana

- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta