

Stetoscopio 3M Littmann Lightweight II S.E. - 2452 - blu caraibi



STETOSCOPIO 3m LITTMANN LIGHTWEIGHT II S.E.

- Codice 3M: 2452
- Colore: blu caraibi
- Padiglione: Ø 44 mm
- Lunghezza: 71 cm
- Leggerissimo: solo 118 grammi
- Padiglione in lega
- Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte

Lo stetoscopio 3M Littmann Lightweight II S.E. è uno strumento professionale progettato per garantire prestazioni affidabili e comfort durante l'utilizzo quotidiano. Grazie al peso ridotto di soli 118 grammi, rappresenta una soluzione ideale per medici, infermieri e operatori sanitari che necessitano di uno strumento leggero ma performante.

Dotato di padiglione ovale in lega con diametro di 4,4 cm, consente un'auscultazione precisa e versatile. La membrana flottante permette di rilevare sia le basse che le alte frequenze semplicemente variando la pressione sul torace del paziente, migliorando l'efficienza

durante la diagnosi.

Il tubo flessibile di alta qualità e la lunghezza di 71 cm garantiscono una buona ergonomia e facilità di utilizzo, mentre il design resistente assicura durata nel tempo anche in contesti di utilizzo intensivo. Il comfort acustico e la leggerezza rendono questo stetoscopio particolarmente adatto per uso quotidiano in ambito clinico.

Affidabile, pratico e funzionale, il Littmann Lightweight II S.E. è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra qualità, precisione e comfort.

FAQ - Domande e Risposte

Lo stetoscopio è leggero?

Sì, pesa solo 118 grammi, ideale per uso prolungato.

Che tipo di membrana utilizza?

Utilizza una membrana flottante per basse e alte frequenze.

È adatto per uso professionale?

Sì, è indicato per medici e operatori sanitari.

Qual è la lunghezza del tubo?

La lunghezza è di circa 71 cm.

Il padiglione è resistente?

Sì, è realizzato in lega per garantire durata e qualità.

Stetoscopio 3M Littmann Lightweight II S.E. leggero e professionale, con membrana flottante per auscultazione precisa di basse e alte frequenze.