

DUOFONO PEDIATRICO "WAN PLUS" - lira rosa



Duofono WAN PLUS pediatrico - LATEX FREE - rosa

con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato.

Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibrivido.

Garantiscono ottime prestazioni acustiche.

Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm

Lunghezza tubo: 63 cm.

Confezionati in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.