

DUOFONO PEDIATRICO "CLASSIC" - lira azzurra



Duofono Classic pediatrico - azzurro

Stetoscopi di alta qualità con padiglione in acciaio inox e archetto in acciaio inox con doppia molla interna ed eleganti tubi in PVC per un'efficacia acustica superiore.

I tubi a "Y" in PVC di 55 cm, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio della membrana, in colori coordinati, garantiscono un ottimo confort al paziente e un design attraente.

Forniti in una scatola con spugna sagomata con due coppie di auricolari morbidi.

Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico).

Scatola e manuale in: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, BG, Arabo.