

DUOFONO PEDIATRICO "WAN" - lira rossa



Duofono WAN pediatrico - LATEX FREE - rosso

Padiglione in lega di zinco cromata, anello in plastica avvitato, archetto a molla esterna e tubo in PVC con colore coordinato alla ghiera antibrivido.

Garantisce delle ottime prestazioni acustiche.

Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm.

Lunghezza tubo: 63 cm.

Fornito in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.