

FONENDO "TRAD PEDIATRICO" - lira rosa



STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE

- Fonendoscopio TRAD - pediatrico - rosa

STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici

Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico).

Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).

Archetto in ottone e ghiera antibrivido.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.