

ACCESSORIO DIGITALE 3M EKO CORE



ACCESSORIO DIGITALE 3M EKO CORE - 8481

Eko CORE consente di trasformare gli stetoscopi analogici Littmann Cardiology IV in stetoscopi digitali.

Premendo un solo pulsante, i suoni cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo vengono amplificati digitalmente fino a 40x (alla frequenza di picco, rispetto alla modalità analogica), aggiungendo il rilevamento automatico del soffio (sensibilità e specificità 88%), la cancellazione attiva del rumore e l'ascolto wireless.

Compatibile con le principali marche e con gli stetoscopi veterinari.

Quando è acceso, Eko CORE trasforma lo stetoscopio in uno strumento di rilevamento digitale; quando è spento, lo stetoscopio funziona come un Cardiology IV analogico.

Fornito con batteria al litio ricaricabile (autonomia di 8 ore) e ricarica micro USB.