


LITTMANN CARDIOLOGY IV - 6152 - nero



STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV

- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6152
- Colore: nero

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe

- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida