

LITTMANN CARDIOLOGY IV - 6168 - blu navy - finitura fumo



STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI

- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6168
- Colore: blu navy con finiture nero fumo

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità

- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida