

## **LITTMANN CARDIOLOGY IV - 6239 - prugna - finitura arcobaleno brillante - connettore viola**



### STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI

- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6239
- Colore: prugna / finitura arcobaleno con connettore viola

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità

- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida