

## **SFIGMO ANEROIDE YTON - bracciale componente unico**



SFIGMO YTON - bracciale unico - latex free

Sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Regolazione manuale del rilascio aria possibile fino a 2/3 mmHg/sec. da 260 mm Hg a 15 mm Hg. Tempo deflazione max 10 sec. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera PVC con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.

Disponibile in 5 versioni: standard, con bracciale unico, latex free, con stetoscopio incorporato.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, FI, RO, Arabo.