

## **SFIGMO ROMA PEDIATRICO - aneroide**



SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo

Con bracciale pediatrico 35 x 11 cm.

Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente.

Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una sola mano.

Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU.

Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma.

Fornito in un' elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone.

Latex free.