

## SFIGMO MINOR-2 - bracciale a ganci



SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi - bracciale cotone verde a gancio

Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative.

- manometro di alta precisione calibrabile dall'utilizzatore tramite un cacciavite in dotazione
- 2 tubi per gonfiaggio rapido
- disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura a gancio

Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

Manometro calibrabile dall'utente

LATEX FREE