


Sfigmomanometro Gimatono Latex Free



SFIGMOMANOMETRO GIMA GIMATONO LATEX FREE

Il Gimatono Latex Free è uno sfigmomanometro aneroide professionale progettato per la misurazione accurata della pressione arteriosa in ambito ambulatoriale, medico e infermieristico.

Dotato di manometro cromato con anello protettivo in gomma antiurto, garantisce resistenza e precisione nel tempo. Il bracciale adulto in nylon con chiusura a velcro assicura una vestibilità stabile e confortevole.

La pompetta in TPU latex free con valvola di regolazione permette un gonfiaggio controllato e una misurazione affidabile, riducendo il rischio di reazioni allergiche grazie all'assenza di lattice.

Fornito in borsetta protettiva in nylon e confezione in scatola, è ideale per studi medici, ambulatori, RSA e utilizzo professionale quotidiano.

Caratteristiche principali:

- Manometro cromato ad alta precisione
- Anello protettivo antiurto
- Bracciale adulto in nylon
- Pompetta in TPU latex free
- Sistema a 2 tubi
- Lunghezza circa 18 cm
- Peso circa 50 g

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

È adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per ambulatori medici, infermieri e strutture sanitarie.

Il prodotto contiene lattice?

No, è completamente latex free, adatto anche a pazienti allergici.

Il bracciale è regolabile?

Sì, il bracciale adulto in nylon è regolabile con chiusura a velcro.

È fornito con custodia?

Sì, viene fornito con borsetta in nylon per protezione e trasporto.

Sfigmomanometro aneroide Gima Gimatono latex free con bracciale adulto e pompetta in TPU.
Affidabile per ambulatorio e uso professionale.