

SFIGMO AUTOMATICO TOKYO



SFIGMO TOKYO 2 - adulti - bracciale nero

Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell'aria a pulsante. Struttura in plastica ABS leggera, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo. Impugnatura ruotabile a 360°. Fornito con bracciale in nylon nero calibrato (54x14,4 cm), anello tipo D, 1 tubo in PVC nero, polmone latex free e pera priva di lattice in PVC in una pratica borsa in nylon per il trasporto ed elegante scatola di cartone.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.

Pera con fondo piatto con tre modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini