

SET SFIGMO ROMA con 3 bracciali



KIT ROMA - Sfigmo con 3 bracciali blu: pediatrico (35x11 cm), adulti (53x14,5 cm), adulti largo (62x17,5 cm).

Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente.

Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una sola mano.

Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU.

Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma.

Fornito in un' elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone.

Latex free.