

## KIT EMERGENZA MULTIBRACCIALE - 5 bracciali



### KIT DI EMERGENZA - 5 bracciali

Sfigmomanometro palmare con anello antiurto in silicone arancione e valvola rilascio aria arancione. Tubo in PVC e polmone a un tubo in TPU, latex free. Fornito in borsa di plastica per il trasporto con 5 bracciali: XS neonati (13 - 19 cm) S bambini (18,4 - 26,7 cm) M adulti (25,4 - 40,6 cm) L adulti largo (33,3 - 51 cm) XL coscia (40,6 - 66 cm).

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.