

STETOSCOPIO MONOPAZIENTE PEDIATRICO 3M - SPS-YP1010 - giallo conf. 10 pz.



STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm

- Codice 3M: SPS-YP1010
- Pediatrico - testina Ø 36,2 mm
- Conf. da 10

3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni.

Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi

riutilizzabili.

- acustica di qualità con suoni chiari e affidabili
- le olive morbide e flessibili isolano dai rumori

- la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina
- il comodo archetto binauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza
- tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina
- testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani