

SFIGMO ERKA VARIO - su carrello



VARIO - carrello Ø 50 cm - bracciale adulto - 288.20.481+995.00.003

Sfigmo di qualità superiore, per uso in ambulatorio o in ospedale.

Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio bianca pulverizzata, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione.

La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.

Made in Germany

Altezza con cestino: 260 mm

Larghezza con cestino: 180 mm

Profondità con cestino: 120 mm

Intervallo misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg

Peso con cestino: 1.350 g

Altezza carrello: 830-1.360 mm (regolabile)

Ø tubo: 18-25 mm

Angolo orientamento: fino a 60°