

KIT HEINE FAMILY SFIGMOMANOMETRO "G7" con 3 bracciali - M-000.09.554



KIT FAMIGLIA SFIGMOMANOMETRO HEINE GAMMA® G7 - manometro in alluminio - M-000.009.554

Con 3 bracciali: pediatrico, adulto small, adulto.

Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, GIMA propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.

Latex free.

- struttura robusta antiurto
- struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione
- micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro

- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio

Garanzia:10 anni

Made in Germany.