

## SFIGMO SANAPHON con fonendo



SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato

Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco.

Tolleranza massima di errore  $\pm 3$  mmHg.

Custodia con cerniera in dotazione.

Corpo in alluminio leggero e solido resistente alla corrosione

Manico a cucchiaino in acciaio inossidabile

Made in Germany.