

## SFIGMO E-MEGA - bianco



SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti

Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.

- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore  $\pm 3$  mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

Made in Germany.

Superficie liscia facile da disinfettare

Quadrante ampio Ø 63 mm

Custodia con cerniera in dotazione

Manometro in policarbonato resistente agli urti