

SFIGMO MINIMUS III - doppio tubo - 1342



SFIGMO MINIMUS® III - 2 tubi

Sfigmomanometri aneroidi di alta qualità, compatti e anticorrosione, con un connettore avvitabile cromato per il tubo e con un manico ergonomico a forma di cucchiaino in acciaio inox. Pera con lattice, con valvola di sfiato cromata. Valvola di sfiato precisa e anti-usura, con regolazione fine. Quadrante graduato lineare di alluminio Ø 49 mm, fino a 300 mmHg. Tolleranza massima di errore: ± 3 mmHg.

Fornito con bracciale per adulti e borsa in vinile con cerniera.

Made in Germany.

Connettori in metallo per cambiare facilmente e rapidamente il bracciale