

Sfigmomanometro PEDIATRICO ERKA KOBOLD - kit con 3 bracciali



Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato \varnothing 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. I codici 32693, 32695, 32696 sono latex free. Prodotto in Germania, originale ERKA.

Include 3 polsini pediatrici:

- Ragazzo: 20.5-28 centimetri
- Bambini: 14-21,5 centimetri
- Infant: 10-15 cm

Lo sfigmomanometro pediatrico ERKA Kobold è uno strumento professionale progettato per la misurazione accurata della pressione arteriosa nei pazienti pediatrici. Grazie al design compatto ed elegante, è particolarmente indicato per l'utilizzo frequente in ambulatori, cliniche e ospedali.

Questo sfigmomanometro aneroide a 1 tubo è dotato di manometro di precisione con scala fino a 300 mmHg e divisione della scala da 2 mm, garantendo una lettura chiara e precisa dei valori pressori. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo.

Il dispositivo è equipaggiato con valvola di rilascio dell'aria ad alta sensibilità regolabile, che consente un controllo preciso durante la misurazione. Il sistema include una pompetta professionale e un manometro cromato di alta qualità, progettati per un utilizzo intensivo in ambito medico.

Il kit comprende 3 bracciali pediatrici in lattice-free, adatti a diverse fasce di età, permettendo una misurazione corretta e confortevole su bambini e ragazzi.

Bracciali inclusi

- Infant: 10-15 cm
- Bambini: 14-21,5 cm
- Ragazzi: 20,5-28 cm

Caratteristiche principali

- Tipologia: sfigmomanometro aneroide pediatrico
- Sistema a 1 tubo
- Manometro di precisione con scala 0-300 mmHg
- Divisione scala 2 mmHg
- Manometro cromato di alta qualità
- Valvola di riduzione aria regolabile
- Pompetta professionale per gonfiaggio
- 3 bracciali pediatrici inclusi
- Materiali lattice-free
- Design compatto e resistente
- Ideale per ambulatori, cliniche e ospedali

FAQ - Domande frequenti

A cosa serve questo sfigmomanometro pediatrico?

È utilizzato per la misurazione della pressione arteriosa nei pazienti pediatrici.

Quanti bracciali sono inclusi nel kit?

Il kit include 3 bracciali pediatrici per diverse fasce di età.

È adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per l'uso in ambulatori, cliniche e strutture ospedaliere.

Qual è il campo di misurazione del manometro?

La scala del manometro va da 0 a 300 mmHg con divisione da 2 mmHg.

I materiali sono privi di lattice?

Sì, i bracciali inclusi sono lattice-free.

Sfigmomanometro pediatrico ERKA Kobold con kit 3 bracciali. Manometro di precisione 0-300 mmHg, ideale per ambulatori e uso clinico pediatrico.