

SFIGMO PEDIATRICO ERKA KOBOLD - kit 3 bracciali



Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato \varnothing 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. I codici 32693, 32695, 32696 sono latex free. Prodotto in Germania, originale ERKA.

Include 3 polsini pediatrici:

- Ragazzo: 20.5-28 centimetri
- Bambini: 14-21,5 centimetri
- Infant: 10-15 cm