

SFIGMO ANEROIDE ERKA KOBOLD - kit 6 bracciali



Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato \varnothing 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Prodotto in Germania, originale ERKA. Latex free.

Include 6 polsini:

- Coscia: 42-54 centimetri
- Adulti di grandi dimensioni: 34-43 centimetri
- Adulti: 27-35 centimetri
- Ragazzo: 20.5-28 centimetri
- Bambini: 14-21,5 centimetri
- Infant: 10-15 cm