

Manometro YTON - Ricambio per Sfigmomanometro



Manometro YTON - Ricambio per Sfigmomanometro

Il manometro YTON è un ricambio professionale per sfigmomanometri, progettato per garantire misurazioni affidabili e precise della pressione arteriosa. Indicato per la sostituzione del quadrante manometrico in dispositivi aneroidi, rappresenta una soluzione pratica per ripristinare la piena funzionalità dello strumento.

Dotato di scala graduata ben visibile e lettura chiara dei valori pressori, consente un controllo accurato della pressione sistolica e diastolica. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto per utilizzo in studi medici, ambulatori, strutture sanitarie e ambienti professionali.

Compatibile con sfigmomanometri YTON e modelli compatibili con attacco standard, è destinato esclusivamente a uso professionale sanitario. La sostituzione del manometro permette di prolungare la vita utile del dispositivo, evitando la sostituzione completa dello sfigmomanometro.

Soluzione ideale per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature per la misurazione della pressione arteriosa.

FAQ - Domande e Risposte

Questo prodotto è uno sfigmomanometro completo?

No, è un ricambio manometro per sfigmomanometri compatibili.

È compatibile con tutti i modelli?

È compatibile con modelli YTON e con strumenti dotati di attacco standard compatibile.

È adatto per uso professionale?

Sì, è destinato a studi medici e strutture sanitarie.

La scala è di facile lettura?

Sì, il quadrante presenta una scala chiara e ben visibile.

Serve calibrazione dopo l'installazione?

Si consiglia la verifica e calibrazione secondo le procedure tecniche del dispositivo.

Manometro YTON ricambio per sfigmomanometro aneroide.

Quadrante preciso e resistente per misurazione affidabile della pressione arteriosa.