

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441



SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441

Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali

- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaino
- manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 63 mm
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- quadrante lineare fino a 300 mmHg, ± 3 mmHg
- figura di orsetto stampata sui bracciali

Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera.

Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm

Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm

Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm

Made in Germany.