

## SFIGMO MINIMUS II - Riester



### SFIGMO MINIMUS® II

Sfigmomanometro aneroide cromato, affidabile, durevole ed elegante, con pera integrata senza lattice e valvola di sfiato per uso con una sola mano, manico in acciaio inox, collegamento Luer Lock, bracciale nero calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo. Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura. Fornito in un'elegante valigetta in similpelle.

Made in Germany.